

Viktigt produktmeddelande

Till alla användare av G8 Hemoglobin F&A2 Control Set

Produkt: G8 Hemoglobin F&A2 Control Set Lot nr 8BKITP4 & 8BKITP4

Tosoh har beslutat att sätta nytt åsatt värde på HbF på "G8 Hemoglobin F&A2 Control Set" nivå 1. Detta blev nödvändigt pga variationer i integrationen av HbF fraktionen som kan ses vid låga nivåer.

Det korrekta värdet som ska användas på G8 Hemoglobin F&A2 Control Set nivå 1 för HbF på lot 8BKITP4 och 8BKITP4 är enligt följande:

Lot nr G8 Hemoglobin F&A2 Control Set	Nytt åsatt värde på HbF	Tidigare värde på HbF
8BKITP3 nivå 1	2.0% +/- 0.5	2.2% +/- 0.5
8BKITP4 nivå 1	1.8% +/- 0.5	1.6% +/- 0.5

Värdet på HbA₂ nivå 1 samt HbF och HbA₂ nivå 2 i "G8 Hemoglobin F&A2 Control Set" Lot 8BKITP4 & 8BKITP4 förblir oförändrade. Dessa värden återfinns på produktens vialer samt på förpackning.

Tosoh ber om ursäkt för det inträffade. Vid frågor kontakta gärna undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Medinor AB

Caroline Grass
Produktspecialist
Tel direkt 070 370 33 86