



## **Bäste kund,**

Du som erhåller denna information och innehar en scooter av modell Mini Crosser T omfattas av en uppgraderad serviceåtgärd.

Denna serviceåtgärd omfattar en omprogrammering av scootern, samt en teknisk översyn. För din kännedom har producenten av scootern, Minicrosser A/S, ändrat serviceintervall till att scootern ska genomgå förebyggande underhåll varje år (motsvarande ca 500 drifttimmar).

Bakgrunden till denna serviceåtgärd är att utöka säkerheten på scooter tillverkade i perioden 2003-01-01 t o m 2006-12-31. Om denna service inte åtgärdas kan det på sikt leda till överhettning av scootern.

Denna uppgraderade serviceåtgärd administreras i samverkan mellan din Hjälpmedelscentral och leverantören Minicrosser AB. Servicen kommer att inrymmas inom ramen för det nya serviceintervallet, det vill säga inom ett år.

Om du upplever lukt eller rök från scootern, innan service har blivit utförd, skall du stänga av den omgående. Vänligen kontakta din närmaste Hjälpmedelscentral för att avtala en tid för service. Om ovanstående händelse inträffar får scootern inte tas i bruk innan den har genomgått service. I övrigt går det bra att använda scootern enligt rekommenderad anvisning.

Leverantören av Mini Crosser sätter säkerhet och kvalitet högt och genom denna åtgärd vill vi säkerställa att Du som kund har en produkt som är tillförlitlig och säker genom hela produktens livslängd.

Med vänlig hälsning

